

DE MD 550 Mundspülbecken-Reiniger

MD 550 ist ein gebrauchsfertiges Spezialpräparat mit antimikrobieller Wirkung für die Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. MD 550 entfernt Rückstände von Kalk, Blut, Plaquefärbetabletten, Abformmaterialien etc.
Zusammensetzung: 100 g MD 550 enthalten 40 g Ethanol, < 1 g Tenside, < 5 g organische Säuren, Hilfsstoffe, Wasser, Benzylsaliylat.
Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid.
Geprüft gemäß EN 13727, EN 13624.

Anwendung: MD 550 wird unverdünnt angewendet. Zum Öffnen Sicherheitsverschluss an den glatten Flächen zusammendrücken und drehen. Einige Spritzer MD 550 in das Mundspülbecken geben und mit einem Schwamm oder einer Bürste unter gleichmäßigem Druck verteilen. MD 550 kurz einwirken lassen und mit Wasser nachspülen. MD 550 nach Bedarf, abends jedoch vor der Desinfektion der Sauganlage, anwenden.

Hinweise: Flammpunkt nach DIN 51755 23 °C. Vorsicht beim Umgang mit alkoholempfindlichen Materialien (z.B. Acrylglas). Für die Speischale keine schäumenden oder scheuernden Desinfektions- oder Reinigungsmittel verwenden.

 ☞ siehe Aufdruck.

Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG Seestraße 108, 9326 Horn, Switzerland ☎ +41 718441030

EN MD 550 Spittoon bowl cleaner

MD 550 is a special, ready-to-use, antibacterial preparation that cleans and cares for spit-

toon bowls of dental units. MD 550 removes limescale deposits, blood, residues of plaque staining tablets, impression materials, etc.

Composition: 100 g MD 550 contains 40 g Ethanol, < 1 g surfactants, < 5 g organic acids, auxiliary agents, water, benzyl salicylate.

Effective spectrum: Bactericidal, yeasticial. Tested in accordance with EN 13727, EN 13624.

Directions for use: MD 550 is a ready-to-use solution. To open the safety cap, press the smooth surfaces together and turn. Squirt a little MD 550 into spittoon bowl and spread over the surface with a sponge applying even pressure. Allow a few minutes for preparaion to take effect, then rinse with water. Apply MD 550 as required, however, in the evening it must be done before disinfecting the suction system.

Caution: Flash point 23 °C. Take care with alcohol-sensitive materials (e.g. acrylic glass).

 ☞ see imprint.

Warning. Highly flammable liquid and vapour. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd. 14 Linnwell Way – Telford Way Industrial Estate Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR MD 550 Nettoyant pour crachoirs

Le MD 550 est une préparation spéciale antimicrobienne prête à l'emploi, pour le nettoyage et l'entretien des crachoirs dans les cabinets dentaires. Le MD 550 élimine les résidus de calcaire, de sang, de comprimés de coloration de plaque, de matériaux de moulage, etc.

Composition: 100 g de MD 550 contiennent 40 g d'éthanol, < 1 g des agents tensioactifs, < 5 g des acides organiques, des agents auxiliaires, de l'eau, du salicylate de benzyle.

Spectre d'activité: Bactéricide, levuricide. Contrôlé selon les prescriptions des normes EN 13727, EN 13624.

Mode d'emploi: Le MD 550 s'utilise non dilué.

Pour ouvrir, tourner en pressant sur les surfaces lisses de la fermeture de sécurité. Verser un peu de MD 550 dans le crachoir et répartir avec une éponge en exerçant une pression régulière. Laisser agir le MD 550 quelques instants et rincer à l'eau. Utilisez le MD 550 selon vos besoins, mais impérativement le soir avant de désinfecter le système d'aspiration.

Avertissement: Point d'éclair 23 °C. Attention en cas de matériaux sensibles à l'alcool (par exemple le verre acrylique).

 ☞ voir le marquage.

Attention. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu/réceptient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DÜRR DENTAL FRANCE 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150

DÜRR DENTAL BELGIUM Moldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

IT MD 550 Pulente per sputacchiere

MD 550 é un detergente speciale, pronto all'uso, con effetto antimicrobico per la pulizia e la cura delle sputacchiere dei riuniti. MD 550 elimina resti di calcaree, di sangue, delle pastiglie rivelatrici la placca batterica, del materiale per impronte e simili.

Composizione: 100 gr di MD 550 contengono 40 gr etanolo, < 1 g tensidi, < 5 g acidi organici, additivi, acqua, salicilato di benzile.

Spectro d'azione: Battericida, lieviticida. Testato secondo le norme EN 13727, EN 13624.

Modalità d'uso: MD 550 non va diluito. Per aprire il flacone bisogna premere il tapo di sicurezza e nello stesso tempo giralo. Spruzzare il det ergente nella sputacchiera e distribuirlo uniformemente grazie a una spugna. EN 13727, EN 13624.

Mode d'emploi: Le MD 550 secondo necessità e

comunque tutte le sere prima della disinfezione dell'impianto di aspirazione.

Avvertenze: Punto d'inflammabilità 23 °C. Prestare attenzione nel pulire materiali non resistenti all'alcool (p. es. il vetro acrilico).

 ☞ vedi stampo.

Attenção. Líquido e vapori facilmente inflamáveis. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfi ci riscaldate. - Non fumare. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smettere il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santaiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l. Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Muggio (Mi), Italy ☎ +39 0395970300

ES MD 550 Limpiador de la escupidera

MD 550 es un preparado especial listo para utilizar con efecto antimicrobiológico para la limpieza y mantenimiento de las escupideras de los equipos dentales, igualmente aplicable a lavabos, WC, azulejos y similares. MD 550 remueve los residuos de cal, sangre, pastillas colorantes de placa, restos de material de moldes, etc.

Composición: 100 g de MD 550 contienen 40 g de etanol, < 1 g de tensiodos, < 5 g de ácidos orgánicos, sustancias auxiliares, salicilato de bencilo, água.

Espectro de acción: Bactericida, levurocida. Probado según las normativas EN 13727, EN 13624.

Aplicación: El MD 550 se utiliza sin diluir. Se gira y pulsa el dosificador, se aplica una pequeña dosis de MD 550 en la escupidera y se distribuye de manera uniforme con una esponja o un cepillo. Dejar actuar brevemente el MD 550 y enjuague con agua. Aplique MD 550 según lo requiera, al final de la jornada, pero siempre antes de proceder al desinfectado de la aspiración.

Precauciones: Punto de inflamación de 23 °C. Cuidado al limpiar material sensitvel ao álcool (por exemplo, vidro acrílico). Para a bacia de salivas, não se deve utilizar produtos de limpeza ou desinfecção espumantes ou de esfregar de la escupidera.

 ☞ véase lo grabado.

Atención. Líquido e vapores muy inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Distribuído em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santaiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

PT MD 550 Limpador para bacia de lavagem bucal

MD 550 é um preparado especial pronto para uso, com efeito contra micróbios, apropriado para a limpeza e conservação de bacias de lavagem buçais em unidades odontológicas de tratamento. É também apropriado para a limpeza de pias, sanitários, azulejos, entre outros objectos. MD 550 remove resíduos de calcário, sangue, bandejas para a pigmentação de placas, moldes, etc.

Composição: 100 g de MD 550 contêm 40 g de etanol, < 1 g de tensioactivos, < 5 g de ácidos orgânicos, substâncias auxiliares, salicilato de benzilo, água.

Espectro de acção: Bactericida, leveduricida. Testado segundo EN 13727, EN 13624.

Forma de aplicação: MD 550 é aplicado sem ser dissolvido. Para abrir o feche de segurança, premer na área lisa e girar. Aplicar alguns jactos do MD 550 sobre a bacia de lavagem bucal, espalhando e friccionando uniformemente com uma esponja ou uma escova. Deixar o MD 550 agir por um curto tempo e enxaguar com água. Utilizar MD 550 de acordo com a necessidade, porém, aplicá-lo sempre à noite, antes da desinfectação do sistema de sucção.

Nota: Ponto de inflamação de 23 °C. Cuidado ao limpar material sensitvel ao álcool (por exemplo, vidro acrílico). Para a bacia de salivas, não se deve utilizar produtos de limpeza ou desinfecção espumantes ou de esfregar de la escupidera.

 ☞ veja a estampa.

Atenção. Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. Usar luvas de proteção. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Eliminar o conteúdo/recipiente, enviando-o(s) para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Distribuído em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santaiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

NL MD 550 Reinigingsmiddel voor de spittoonschaal

MD 550 is een gebruiksklaar speciaal preparaat voor de reiniging en het onderhouden van de spittoonschaal van de behandelstoel van de tandarts. MD 550 verwijderd aanslag van kalk, bloed, plaquekleurtabletten, afdruckmaterialien enzovoort.

Samenstelling: 100 g MD 550 bevat 40 g ethanol, < 1 g tensiden, < 5 g organische zuren, hulpstoffen, benzylsaliylaat, water.

Werkingspectrum: Bactericide, levurocide. Getest volgens EN 13727, EN 13624.

Toepassing: MD 550 wordt onverdund toegepast. Om de verpakking te openen de veiligheidsluiting op de platte vlakken samen-drukken en draaien. Enkele scheutjes MD 550 in de spittoonschaal doen en met een spons gelijkmatig verdelen. MD 550 even in laten werken en met water wegspoelen. MD 550 naar avonds behoefte's maar absoluut voor de desinfectie van de afzuiginstallatie toepassen.

N.B.: Ontvlammingspunt 23 °C. Weesvoorzichtig bij de omgang met voor alcohol gevoelige materialen (bijvoorbeeld acrylglas). Voor en

eventuele contactlinsen om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehålle/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

 ☞ zie opdruk.

Waarschuwing. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Beschermende handschoenen dragen. Bij

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval rengen.

SV MD 550 Salivskållrengöringsmedel

MD 550 är ett specialpreparat med antimikrobiell verkan för rengöring och skötsel av salivskålar i tandläkarpraktiker, även för rengöring av tvättställ, WC, kandel och liknande. MD 550 är färdigt för användning och tar bort rester av kalk, blod, placckfärgningstabletter, avtrycks-material osv.

Sammansättning: 100 g MD 550 innehåller 40 g etanol, < 1 g tensider, < 5 g organiska syror, hjälpmedel, bensylsaliylat, vatten.

Effektivitetsspektrum: Bactericid, levurocid. Kontrollleat enligt EN 13727, EN 13624.

Användning: MD 550 används utspätt. Öppna flaskan genom att trycka ihop de släta ytorna på säkerhetslocket och vrida det. Stärk lite MD 550 i salivskålen och fördela med en svamp eller en borste med jämnt tryck. Låt MD 550 verka en kort stund och skölj efter med vatten. Använd MD 550 vid behov, på kvällen dock innan suganläggningen desinficeras.

Obs: Flammpunkt 23 °C. Var försiktig vid användning på alkoholkänsliga material (t ex akrylglas). Använd inte några skummande eller repande desinfektions- eller rengöringsmedel för salivskålar.

 ☞ se stämpel.

Varning. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinsor om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehålle/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

FI MD 550 Sylkykupin puhdistusaine

MD 550 on erikoistuote hammashoitokoneen sylkykupin puhdistukseen. MD 550 poistaa

sylkykupista kalkki-, veri-, plakkiväri-ym. jään-teet. MD 550: lä on antimikrobinen vaikutus. **Koostumus:** 100 g MD 550 sisältää 40 g etanolia, < 1 g tensidijää, < 5 g orgaanisia happoja, apuaineita, bentsyyliisaliylaatti, vettä. **Vaikutusspektri:** Tuhoaa bakteereita, hivasieneitä tuhoava. Testattu EN 13727, EN 13624.

Käyttö: MD 550 on valmis käyttöliuos. Turvakorkki avataan sileiltä pintoja painamalla ja sitten korkkia kiertämällä. MD 550 puhdistusainetta ruiskutet kevyesti sylkykupiin ja levitetään tasaiseksi sienellä. MD 550 annetaan vaikuttaa hetken, jonka jälkeen se huuhdotaan pois, vedellä. MD 550 puhdistusainetta käytetään tarpeen mukaan, kuitenkin aina työpäivän jälkeen. ennen imolaiteiston desinfiointia. **Huomio:** Leimahduspiste 23 °C. Varottava materiaalia, joita alkoholi voi vaurioitaa (eskim. akryyliä). Älä käytä sylkykupin puhdistukseen ja desinfiointiin vaahtoivia ja hankaavia aineita.

 ☞ katso leimaa.

Varoitus. Helposti syttyvä neste ja höyry. Suojaa lämmöltä/kipinäöltä/avotulta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Käytä suoja-aineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piiloinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava ongel-mäijätteen vastaanottopaikkaan.

NO MD 550 Rengjøringsmiddel for spytteservanter

MD 550 er et bruksfærdigt spesialmiddel til å rengjøre og holde spytteservantene ren på kontorene til tannleger, samt vaskeservanter, WC, fliser og lignende. MD 550 fjerner rester av kalk, blod, beleggargetabletter og avtrykkma-terialer osv.

Sammensetning: 100 g MD 550 inneholder 40 g etanol, < 1 g tensider, < 5 g organiske syrer, tilsetningsstoffer, benzylsaliylat, vann.

Virkningspekter: Bactericid, levurocid. Kon-trollert i henhold til EN 13727, EN 13624.

Bruk: MD 550 skal ikke fortynnes. Beholderen åpnes ved å trykke sammen sikkerhetsluk-kingen på de glatte flatene og så dreies det. Sprut litt MD 550 med jævnt trykk i spytteservanten og fordel med en svamp eller en børste. MD 550 skal virke inn i kort tid og deretter skylles med vann. MD 550 brukes etter behov, om kvelden må den benyttes før sugeanlegget

desinfiseres.

Henvisninger: Flammpunkt 23 °C. Vær forsiktig ved bruk på alkoholfømlintlige materialer (f. eks. akrylglass). Ikke bruk skummande eller grove desinfeksjonsseller rengjøringsmiddel i spytteskålen.

 ☞ se innpreging.

Advarsel. Meget brannfarlig væske og damp. Holdes vekkt fra varme/gnistler/åpen flamme/ varme overflater. - Røyking forbudt. Bruk vernehansker. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skylj forsiktig med vann i flere minutter. Fjern even-tuelle kontaktlinsers dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehand-lingsanlegg.

DA MD 550 Rengøringsmiddel til spyttekumme

MD 550 er et brugsfærdigt specialpræparat med antimikrobiel virkning teal rengøring og vedligeholdelse af spyttekummer i tandlæge-behandlingsenheder samt til vaskekummer, WC, fliser o. lign. MD 550 fjerner rester fra kalk, blod, plackfarvetabletter, aftryksmaterialer etc.

Sammensætning: 100 g MD 550 indeholder 40 g ethanol, < 1 g tensider, < 5 g organiske syrer, hjælpeingredienser, benzylsaliylat, vand.

Virkespektrum: Bactericid, levurocid. Testet iht. EN 13727, EN 13624.

Anvendelse: MD 550 anvendes ufortyndet. Åbnes ved at presse sikkerhedslåsen på de glatte flader sammen og dreje. Sprøjt nogle dråber MD 550 i spyttekummen og fordel dem med en svamp eller en børste ved jævnt tryk. Lad MD 550 virke et kort øjeblik og skøj efter med vand. MD 550 anvendes efter behov, men dog, altid før sugeanlægget desinficeres om aftenen.

Henvisninger: Flammpunkt 23 °C. Vær forsigtig hvis præparatet anvendes til materialer, der ikke tåler alkohol (f. eks. akrylglas). Der må ikke anvendes skummande eller skurende desinfektions- eller rengøringsmidler til spyttekålen.

 ☞ se prægning.

Advarsel. Meget brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme/gnistler/åben lid/varme overflader. Røgning forbudt. Bær beskyttelses-handsker. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern even-tuelle kontaktlinsler, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylling. Opbevares på et godt ventile-ret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholder-nen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

EL MD 550 Καθαριστικό για πτυελοδοχεία

To MD 550 είναι ένα ειδικό παρασκεύασμα έτοιμο προς χρήση σε αντιμικροβιακή δράση για τον καθαρισμό ο και της φρονιτιάς πτυελοδοχείων σε μονάδες οδοντιατρικού εξοπλισμού καθώς και πιπτηρων, τουαλέ-τας, πλακιδίων κοκ. To MD 550 απομακρύνει υπολείματα αβερσιτίου, αιματος, δισκίων χρωματισμού της πλάκας, υλικών εκμαγίστων κτλ.

Σύνθεση: τα 100 g MD 550 περιέχουν 40 g αιθανόλη, <1 g απορρυπαντικά, <5 g οργανικά οξέα, αναλωσιμα υλικά, βενζυλοσαλικυλικό νερό.

Φορμα επίδρασης: Βακτηριοκτόνο, αντισηπτικοκτόνο. Ελεγχέμο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13727, EN 13624.

Χρήση: το MD 550 χρησιμοποιείται αδιά-λυτο. Για να ανοίξετε πιέστε μεταξύ τους τις λείες επιφάνειες του καλύμματος ασφαλείας και περιστρέψτε. Ψεκάστε μερικές φορές με το MD 550 στο πτυ-ελοδοχείο και απλώστε το με ένα σφουγγά-ρι ή με μια βούρτσια ασκόντας ομοιόμορφη πίεση. Αφήστε για λίγο το MD 550 να δράσει και κατόπιν ξεπλύνετε με νερό. Χρησιμοποιείτε το MD 550 όποτε χρειάζεται, απαραίτητα ωστόσο το βράδυ πριν από την απολύμανση της εγκατάστα-σης αναρρόφησης.

Υποδείξεις: Σημείο ανάφλεξης σύμφωνα με το DIN 51 755 23°С. Προσοχή κατά τη χρήση υλικών που παρουσιάζουν ευαισθη-σία στην αλκοόλη (π.χ. ακρυλικό γυαλί). Για το πτυεοδοχείο μη χρησιμοποιείτε μέσα απολύμανσης ή καθαρισμού, τα οποία δημιουργούν αφαρή απαιτούν τριβή.

 ☞ patrz nadruk.

Uwaga. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Prze-chowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostroznie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebez-piecznych.

Προσοχή. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Μακριά από θερμότητα/στιπθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. Να φοράε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΠΙ-ΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,

CS MD 550 Čistič umyvadel na vyplachování úst

MD 550 je speciální přípravek, který je určen pro čištění a péči o umyvadla na vyplachování úst, který se může použít přímo bez další úpravy v zubolékařských zařízeních ale i pro čištění umyvadel, WC, obkladčáků apod. Přípravek MD 550 odstraňuje zbytky vápna, krve, barvičků tabletek, materiálů pro obtisky atd.

Složení: 100 g přípravku MD 550 obsahuje 40 g ethanolu, < 1 g tensidu, < 5 g organických kyselin, pomocné látky, benzylsaliicylát, voda.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, levurocidní. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624.

Použití: Přípravek MD 550 se používá neředě-ný. Bezpečnostní uzávěr otevřete stiskem hladkých ploch a jeho pootočením. Nalijte několik kapek přípravku MD 550 do umyvadla na vyplachování úst a rozetřete je rovnoměrným tlakem pomocí houby nebo kartáče. Přípravek MD 550 nechte krátce působit a podle potřeby spláchněte vodou. Přípravek MD 550 se však musí bezpodmínečně použít večer před provedením desinfekce odsávacích zařízení.

Upozornění: Teplota vzplanutí 23 °C. Dávajte pozor při zacházení s materiálý citlivými na působení alkoholu (např. akrylové sklo). Pro čištění misek na cement nepoužívejte žádné pěníve dezinfikující látky nebo abrazivní čističí prostředky.

 ☞ viz potisk.
Varování. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice štít. PŘI ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasa-zeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračuj-te ve vyplachování. Skladujte na dobře větrá-ném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal ve sberném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

SK MD 550 Čistič mis pre vyplachovanie úst

MD 550 je špeciálny prípravok pripravený na použitie pre čistenie a ošetrovanie mis pre vyplachovanie úst v zubárskych kreslách, ako aj umyvadiel, WC, dľažič aĕpod. MD 550

CS MD 550 Čistič umyvadel na vyplach