

SeptoAccessories

From now. Everyday. Septodont Accessories.



Obsah:

NÁSTROJE

Septo Contact	4
Septo Compo Shape.....	6
Septo Cure.....	8

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

Septo Discs	10
Septo Wheels PX.....	12
Septo Polisher.....	14
Septo Diamond Paste.....	16

MATRICE

Septo Matrix Cervical.....	18
Septo Matrix Sectional.....	20

KLÍNKY

Septo Wedges	22
---------------------------	----

NÁSTROJE

SeptoContact

NÁSTROJ PRO REKONSTRUKCI BODU KONTAKTU

INDIKACE

Nástroje určují funkční vlastnosti dentálních materiálů do značné míry. Dobře zvolené instrumentárium má značný vliv na efektivitu a ergonomii práce zubního lékaře. SeptoContact je velmi praktický nástroj určený pro snadnou a především opakovatelnou rekonstrukci bodů kontaktu z kompozitů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Zaručené dosažení perfektního bodu kontaktu za použití opakovaného postupu "tří kroků".

- Jeden nástroj pro velké kavity (L) a jeden pro malé kavity (S).
- Každý nástroj má distální a meziální hrot.
- Nástroje jsou světlovodivé, umožňují polymerizaci.
- Jsou vhodné pro sterilizaci.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0105020018	SeptoContact: 2 nástroje, každý s distálním a meziálním hrotem

SeptoContact
nástroje



NÁSTROJE

SeptoCompo Shape

SILIKONOVÉ KONCOVKY PRO MODELOVÁNÍ KOMPOZITU

INDIKACE

Silikonové koncovky SeptoCompo Shape jsou skvělým pomocníkem pro pohodlné modelování přímých i nepřímých výplní. Snadná manipulace, kontrola adaptace nanášených vrstev a schopnost řídit "lepivost" jednotlivých kompozitů jsou nesporné výhody tohoto nástroje. Každý pohyb s tímto nástrojem snadno modeluje kompozit v ideální, anatomický tvar výplně.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Umožňují vyhnout se efektu linií mezi vrstvami kompozitu, které mohou vzniknout při aplikaci vrstvené techniky.
- Poskytují hladký povrch, který výrazně zkracuje dobu konečného dokončování a leštění.
- K dispozici ve dvou verzích s tvrdými a měkkými koncovkami pro optimální výsledky v závislosti na tvrdosti používaného kompozitu.
- Koncovky jsou k dispozici ve čtyřech tvarech, které umožňují jejich výběr pro různé klinické případy.
- SeptoCompo Shape je vhodný pro sterilizaci, stejně tak i koncovky.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0105020019	SeptoCompo Shape: 2 nástroje + 8 ks silikonových koncovek (měkké/tvrde)
0105020020	SeptoCompo Shape Refill: 4 ks měkké silikonové koncovky
0105020021	SeptoCompo Shape Refill: 4 ks tvrdé silikonové koncovky

SeptoCompo Shape
nástroje



NÁSTROJE

SeptoCure


NÁSTROJ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU OKRAJOVÉ NETĚSNOSTI VYPLNÍ V GINGIVÁLNÍ OBLASTI

INDIKACE

SeptoCure je nástroj speciálně navržený pro zlepšení okrajové adaptace a zvýšení účinnosti polymerizace dentálních kompozitů v oblastech s obtížným přímým přístupem. Netěsnosti výplní II. třídy v oblasti kontaktních stěn s dásní budou podstatně nižší, pokud lékař použije nástroj, který ideálně vede světlo polymerační lampy a zlepší tak adaptaci kompozitu. Díky nástroji SeptoCure bude kompozit i adhezivní systém vhodně polymerován, což znamená nejen okrajovou integritu, ale také požadované mechanické vlastnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Navržen tak, aby zabránil a minimalizoval marginální prosakování kompozitních materiálů z výplní II. třídy.
- Kompozita se na nástroj nepřilepí během polymerace.
- Světlovodivý nástroj umožňuje efektivnější polymeraci kompozita díky světlu vedenému přes hrot nástroje.
- Uspadňuje dosažení správné adaptace kompozita na dno kavity.
- Nástroje jsou vhodné pro sterilizaci.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0105010002	SeptoCure: 2 nástroje, 4 ks rozdílných hrotů

SeptoCure
nástroje



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoDiscs

DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ DISKY PRO KOMPOZITA

INDIKACE

Více flexibilnější: umožňují snadný přístup na všechny aproximální a vestibulární plochy.

Tenší: jednodušší konturování a dokončování aproximálních povrchů, dokonce i v oblastech s obtížným přístupem.

Vysoká účinnost finálního opracování: minimální drsnost povrchu, vysoký lesk.

Vysoce abrazivní: dosáhnete lepšího opracování za kratší čas, snadné odstranění všech excesů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Praktické, dlouhá životnost a snadné použití.
- Systém Pop-On mandrelu umožňuje rychlé a snadné uchycení a přetáčení disků.
- Extra-jemné disky jsou velmi ohebné a všestranné. Jsou vhodné zejména pro obtížně přístupné oblasti.
- Čtyři hrubosti, snadné rozpoznání díky barevnému kódování. Dostupné ve velikostech 1/2" a 3/8".



BALENÍ

KÓD	POPIS
0102000146	SeptoDiscs Kit: 120 disků + SeptoDiscs Mandrel (ø 1/2": 20x Hrubý, 20x Střední, 20x Jemný, 20x Extra-jemný, ø 3/8": 10x Hrubý, 10x Střední, 10x Jemný, 10x Extra-jemný)
0102000147	SeptoDiscs Assorted Refill ø 1/2": 50 disků (15x Hrubý, 15x Střední, 10x Jemný, 10x Extra-jemný)
0102000148	SeptoDiscs Hrubý Refill ø 1/2": 50 disků
0102000149	SeptoDiscs Střední Refill ø 1/2": 50 disků
0102000150	SeptoDiscs Jemný Refill ø 1/2": 50 disků
0102000151	SeptoDiscs Extra-jemný Refill ø 1/2": 50 disků
0110000005	SeptoDiscs Mandrel: 1 ks

SeptoDiscs

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoWheels PX

IMPREGNOVANÉ PLSTĚNÉ DISKY

INDIKACE

Zhotovení dokonalé výplně vyžaduje zručnost, perfektní materiály a spolehlivé nástroje. K dosažení jedinečného výsledného efektu leštění jsou nepostradatelným pomocníkem plstěné disky SeptoWheels PX!

Světlo, které se odráží a láme na povrchu výplně dodává požadovaný efekt přirozeného vzhledu rekonstrukci. SeptaWheels PX jsou vyrobeny z přírodní vlny impregnované abrazivní lešticí pastou. Aktivujete je pomocí několika kapek vody.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoce efektivní při konečném leštění, tj. dosažení přirozeně lesklého povrchu.
- Garance krásných, bílých a lesklých zubů po bělení.
- Impregnováno ultra-jemnou dehydratovanou lešticí pastou, aktivovanou pouze několika kapkami vody.
- K dispozici ve velikosti 9,5 mm.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0101010006	SeptoWheels PX*: 12 impregnovaných plstěných disků + SeptoPlus Mandrel
0110010004	SeptoPlus Mandrel: 1ks

*SeptoPlus Mandrel je vyžadován

SeptoWheels PX

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoPolisher

SILIKONOVÉ GUMIČKY PRO KOMPOZITA, SKLOIONOMERY A AMALGÁMY

INDIKACE

SeptoPolisher nabízí zkrácený algoritmus klinického protokolu práce se silikonovými leštícími gumičkami. V závislosti na použité síle je možné získat konečný efekt opracování a leštění pouze jedním nástrojem. Použití větší síly zesiluje účinnost opracování. Pro dosažení požadované kvality leštění, použijte méně síly, dosáhnete tak hladkého, rovnoměrného a zářivého povrchu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Jedna silikonová gumička pro dosažení požadovaného výsledného opracování a vyleštění výplně. Šetří čas i materiál během zákroku.
- Gumičky mají dlouhou životnost, je možné jejich několikanásobné opakované použití, jsou vhodné pro sterilizaci.
- K dispozici ve třech tvarech: kužel, disk a kalíšek.



BALENÍ

KÓD	POPIS
010000010	SeptoPolisher* Assorted Refill: 8 ks + SeptoPlus Mandrel (3 ks kužel, 3 ks disk, 2 ks kalíšek)
010000011	SeptoPolisher* Refill: 8 ks kužel + SeptoPlus Mandrel
010000012	SeptoPolisher* Refill: 8 ks disk + SeptoPlus Mandrel
010000013	SeptoPolisher* Refill: 8 ks kalíšek + SeptoPlus Mandrel
011001004	SeptoPlus Mandrel: 1 ks

*SeptoPlus Mandrel je vyžadován

SeptoPolisher

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoDiamond Paste

DIAMANTOVÁ LEŠTÍCÍ PASTA

INDIKACE

SeptoDiamond Paste je diamantová leštící pasta určená pro konečné leštění a získání nejvyšší kvality estetiky přímých a nepřímých rekonstrukcí. Poskytuje bezkonkurenční lesk skloviny, keramiky, kompozitů, amalgámů a kovových povrchů. Doporučujeme používat s disky SeptoWheels PX.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoký lesk a vynikající přirozený jas na všech výplňových materiálech a sklovině.
- Vhodná do ordinace i do laboratoře
- Extra-jemná hrubost (1-2 mikrony).
- Snadné odstranění zbytků – pasta je vodou rozpustná.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0101060003	SeptoDiamond Paste: 2g stříkačka

SeptoDiamond Paste

dokončování a leštění



MATRICE

SeptoMatrix Cervical

TRANSPARENTNÍ MATRICE PRO VÝPLNĚ V. TŘÍDY

INDIKACE

SeptoMatrix Cervical jsou vynikajícím nástrojem, který je nezbytný při předvídatelném modelování přímých kompozitních výplní. Zkušené odborníci jsou při výběru svých nástrojů velmi pragmatičtí a proto si cení příslušenství a nástrojů v pouze nejvyšší kvalitě. Sada matic obsahuje pět flexibilních tvarů v různých velikostech. Poskytují vynikající pracovní pohodlí, zkracují pracovní dobu a zaručují perfektní adaptaci v oblasti gingiválních okrajů.



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Díky různým velikostem matic lze snadno přizpůsobit všem velikostem kavit V. třídy.
- Kompozita jsou polymerována přes průsvitnou matici, tudíž dosáhnete ihned hladšího povrchu, který již není třeba následně tak moc opracovávat a leštit.
- Nijak se nelepí ani nepřichytávají ke kompozitním a skloionomerním materiálům.
- Matrice lze sterilizovat.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0105040016	SeptoMatrix Cervical: 2 nástroj + 10 ks matic ve velikostech (2x XL, 2x L, 2x M, 2x S a 2x XS)
0105040017	SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 ks matic ve velikostech (10x XL, 10x L, 10x M, 10x S a 10x XS)
0105040018	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. XL
0105040019	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. L
0105040020	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. M
0105040021	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. S
0105040022	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. XS

SeptoMatrix Cervical

matrice



MATRICE

SeptoMatrix Sectional

ANATOMICKY TVAROVANÉ MATRICE PRO VYPLNĚ II. TŘÍDY

INDIKACE

Sekční matrice SeptoMatrix jsou určeny pro výplně II. třídy. Poskytují výborné podmínky pro přesnou reprodukci bodu kontaktu a pro získání přirozené anatomie zubů. Kroužky jsou vybaveny trojúhelníkovými silikonovými koncovkami pro dosažení perfektního separace. Zesílení kroužků zaručuje řízení síly při separaci - tvrdý kroužek (modrý) nebo měkký kroužek (růžový). Větší stabilita během rekonstrukce a zvýšená trvanlivost kroužku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zesílená část je vyrobena z vysoce odolného materiálu.
- Jedinečný design: poskytuje stabilitu, umožňuje bezpečné otevření pomocí kleští.
- Snadné, rychlé a pohodlné umístění pomocí kroužkového systému, který nahrazuje běžné napínače matic.
- Sekční matrice jsou k dispozici ve třech různých velikostech pro lepší přizpůsobení se všem klinickým situacím.
- Kroužky i silikonové koncovky lze sterilizovat.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0103020150	SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 ks matic ve velikostech (30x L, 40x M, 30x S) + 2 kroužky (tvrdý a měkký) + 14 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020151	SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 ks matic ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S) + 2 kroužky (tvrdý a měkký) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020152	SeptoMatrix Sectional Refill: 1 kroužek (tvrdý) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020153	SeptoMatrix Sectional Refill: 1 kroužek (měkký) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020154	SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 ks matic ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S)
0103020155	SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matic, vel. L
0103020156	SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matic, vel. M
0103020157	SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matic, vel. S
0103020158	SeptoMatrix Sectional trojúhelníkové silikonové koncovky: 50 ks



SeptoMatrix Sectional
matrice

KLÍNKY

SeptoWedges

DŘEVĚNÉ ANATOMICKÉ KLÍNKY

INDIKACE

Dosažení klíčových požadavků přímých rekonstrukcí je obnovení správného anatomického tvaru. To je spojeno s nutností použití metod a nástrojů, které činí zákrok efektivnější a předvídatelnější. Kvalitní dřevěné klíny jsou takovýmto prvkem, který je trvale zapsán do pracovního algoritmu zubaře.

č.	výška	šířka	délka
1	2,2 mm	1,4 mm	12 mm
2	2,2 mm	1,4 mm	13 mm
3	2,2 mm	1,6 mm	14 mm
4	2,2 mm	1,6 mm	15 mm
5	2,5 mm	2,0 mm	16 mm

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Anatomicky tvarované pro lepší přizpůsobení interproximálních prostorů a pro separaci přilehlých zubů.
- K dispozici v 5 velikostech, barevné kódování pro snadné rozeznání.



BALENÍ

KÓD	POPIS
0104020014	SeptoWedges Assorted: 100 ks (30x žluté, 20x tyrkysové, 20x červené, 20x fialové, 10x přírodní)
0104020015	SeptoWedges Refill: 100 ks – žluté
0104020016	SeptoWedges Refill: 100 ks – tyrkysové
0104020017	SeptoWedges Refill: 100 ks – červené
0104020018	SeptoWedges Refill: 100 ks – fialové
0104020019	SeptoWedges Refill: 100 ks – přírodní

SeptoWedges
klínky



www.septoaccessories.cz

Septodont

58 Rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France

Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00

Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

www.septodont.com

