

CERADENT®

Ploténkový modelovací vosk

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

Parafin, ceresin, včelí vosk, karnaubský vosk, syntetický vosk, barvivo.

Charakteristika:

Ploténkový modelovací vosk vyráběný novou technologií podle norem ISO. V přípravku CERADENT® je nahrazeno původní barvivo za barviva potravinářská, která jsou dokonale biologicky nezávadná. Rozměry destičky - 170 x 90 mm, tloušťka 1,2 - 1,4 mm.

Indikace:

- skusové šablony
- registrace skusu
- mezerníky pro zhotovování individuálních otiskovacích lžic
- odlehčení sedel při zhotovování snímatelných skeletových náhrad

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 10 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

5 let

Balení:

1000 g